

プッシュタイプ
レンズコーティング

約90秒で
自然乾燥

@leastay

クリアステイ

内視鏡レンズに無色透明なコーティング膜を形成して
術中のクリアな視野を確保します。



クリアステイ使用前



クリアステイ使用后

本品を塗布したあとはレンズ面をガーゼ等で拭かずに
自然乾燥をさせてください。

【仕様】

商品名 クリアステイ

製品番号 CS-3ML

内容量 3mL

機械器具(25)医療用鏡
一般医療機器 自然開口向け内視鏡用くもり止め
届出番号: 13B1X1019000022

(当社動物実験結果)

Neuroceuticals
Moving at lightning speed in the Medical device market

製造販売業者

株式会社ニューロシューティカルズ

〒113-0033

東京都文京区本郷3-24-6 AXIS本郷4F

TEL: 03-3818-6622