



SURGICAL OPERATION SCISSORS

TSURUGI



ハサミで、すべての人を幸せにしたい。



SCISSORS JAPAN

想いに応える、はさみ造り

ハサミを使う人、ハサミを造る人。

造る人は、使う人の気持ちをどれだけ理解できるのでしょうか？

私たちは、その要望を一つ一つ丁寧に形にしてきました。

しかしそれは美容師用のハサミのこと、それに専念してきたのです。

命を救うという究極の仕事、絶対に許されないミス。

そして、その現場にもハサミがあることを知りました。

病気を治す人、治療を待つ人。

一人でも多くの命を助けたいという願い。

これまで培ってきたことが、少しでもお役に立てることが出来るなら、それが私たちの想いなのです。

■ 製品特徴


ハサミはネジとそれを支える構造が大切で、これまで培ったノウハウによるダブルベアリングを搭載したモデル。静刃に微小な3角形の切れ込みを施したことにより、狙ったところを的確に捉えて切断できる“滑り止め機能”。

■ 使用用途

縫合糸の切断から腓臓をはじめとする様々な臓器を繊細に切離します。

■ スペック

ハサミの性能は鋼材の品質と基本構造で決まります。鋼材は硬さと「しなり」を兼ね備えた高級刃物鋼。また、基本構造として、てこの原理でいう支点部分をベアリングで支持する「3D触点」。



内部構造




R




S





SURUGI.R

- エッジライン CTN (ギザギザ刃)
- ブレード R 刃 (曲刃)
- 全長 202mm
- 有効刃長 45mm
- ハンドル部分 150mm
- 部品点数 7 点
- 価格 税込 ¥ 110,000



SURUGI.S

- エッジライン CTN (ギザギザ刃)
- ブレード ストレート (直刃)
- 全長 202mm
- 有効刃長 45mm
- ハンドル部分 150mm
- 部品点数 7 点
- 価格 税込 ¥ 104,500

許可証・登録証

第三種医療機器製造販売業許可証 許可番号 16B3X10010

医療機器製造業登録証 登録番号 16BZ200070

ご購入方法

製品へのお問い合わせ、ご購入の相談は、webサイト内のお問い合わせフォーム、または直接お電話でお問い合わせください。

tel.0765-56-6112

〈受付時間 10:00~17:00〉



修理・研ぎ・メンテナンス

修理、研ぎはこちらからお申し込み出来ます。



SCISSORS
JAPAN



有限会社シザーズ・ジャパン
富山県黒部市石田 1236-2

TEL 0765-56-6112 Fax 0765-56-6113